

Anticorpo Policlonal De Coelho Vsnl1/Vilip-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Número do item: CM0028214

introdução

Anticorpo policlonal de coelho VSNL1/VILIP-1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e biomarcadores da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho VSNL1/VILIP-1
Observações/Apelido	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7447
GeneID	7447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 2-191 do VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62760
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo