

Anticorpo Policlonal De Coelho Wasf3 Para Wb E Elisa - Q9Upy6

Número do item: CM0021186

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o WASF3 (WAVE3) humano. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto de actina e a morfologia celular. - Q9UPY6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WASF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Espécie	Humano
ID do Gene	10810
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do WASF3 humano (NP_001278894.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPY6
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo