


Anticorpo Monoclonal De Rato Wdr77 Para Wb E Elisa - Q9Bqa1

Número do item: CM0004401



introdução

Anticorpo monoclonal de rato contra WDR77 humano (p44/Mep50), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para investigar a função do metilossoma, montagem de proteínas Sm do spliceossoma e metilação de proteínas Piwi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR77 mAb de Rato
Observações/Apelido	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79084
ID do Gene	79084
Imunogénio	Proteína recombinante de WDR77 humano
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQA1
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo