

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wisp3 Para Wb, Elisa - 095389

Número do item: CM0017206

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra WISP3 humano (CCN6), validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da respiração mitocondrial e do crescimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	WISP3 pAb de coelho
Observações/Alíás	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8838
GeneID	8838
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-260 de WISP3 humano (NP_937882.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	095389
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo