

Mab De Coelho Anti-Wnk3 - Q9Byp7

Número do item: CM0006493



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra WNK3 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta WNK3 humano, de camundongo e de rato (~198 kDa). Ideal para pesquisas sobre sinalização de quinases e homeostase eletrolítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-WNK3
Observações/Apelido	PRKWNK3; WNK3
Espécie	Humana
ID do gene	65267
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1700-1800 de WNK3 humano. (NP_065973.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9BYP7
Peso da proteína	198 kDa
Envio	Bolsa de gelo