

Wnt3A Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P56704

Número do item: CM0015993



introdução

WNT3A pAb de Coelho é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado ao Wnt-3a humano e de camundongo. Ideal para sinalização canônica de Wnt, biologia do desenvolvimento e pesquisa de autorenovação de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT3A pAb de Coelho
Observações/Apelido	WNT3A
Espécie	Humano
GeneID	89780
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do WNT3A humano (NP_149122.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56704
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo