

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wtap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Número do item: CM0020858



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-WTAP validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo o regulador de splicing de pré-mRNA WTAP, um fator chave de metilação m6A. Ideal para estudos de modificação de RNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-WTAP
Observações/Alias	Mum2; WTAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9589
GeneID	9589
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-355 do WTAP humano (NP_004897.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15007
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo