


Anticorpo Monoclonal De Coelho Xbp1 Para Wb, Ip E Elisa - P17861

Número do item: CM0012563



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho XBP1 adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta XBP1 humano e de camundongo. Útil para estudar estresse do RE e resposta à proteína desenovelada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XBP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1s
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7494
GeneID	7494
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17861
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo