


Anticorpo Policlonal De Coelho Xbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Número do item: CM0023633



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XBP1 humano (SWISS: P17861). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de estresse do RE, UPR e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7494
GeneID	7494
Imunógeno	Proteína recombinante Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 277-376 do XBP1 humano (NP_005071.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17861
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo