


Anticorpo Policlonal De Coelho Xrcc4 Para Wb - Q13426

Número do item: CM0020672



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-XRCC4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta XRCC4 humano e de rato (38 kDa). Ferramenta essencial para estudos de reparo de quebras de fita dupla de DNA e da via NHEJ.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XRCC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7518
GeneID	7518
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-336 do XRCC4 humano (NP_001304941.1?))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13426
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo