

Anticorpo Policlonal De Coelho Yeats2 Para Wb, Elisa - Q9ULm3

Número do item: CM0023051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho YEATS2 validado para WB e ELISA. Reconhece YEATS2 humano, de camundongo e rato, um leitor de cromatina que se liga à crotonilação H3K27. Ferramenta essencial para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho YEATS2
Observações/Apelido	FAME4; YEATS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55689
ID do Gene	55689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-331 do YEATS2 humano (NP_060493.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULM3
Peso Proteico	151kDa
Envio	Saco de Gelo