


Pab De Coelho Yes1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07947

Número do item: CM0014380



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho YES1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a tirosina-proteína quinase Yes humana e murina (c-yes), um regulador do crescimento celular, adesão e migração. Ideal para pesquisas oncológicas e estudos de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho YES1
Observações/Apelidos	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7525
GeneID	7525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da YES1 humana (NP_005424.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07947
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo