

YKL-40/CHI3L1 Rabbit Pab - P36222

Número do item: CM0019026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-YKL-40/CHI3L1 validado para aplicações WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta CHI3L1 humano, de camundongo e rato, uma glicoproteína secretada de 43 kDa envolvida na inflamação e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1116
GeneID	1116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-220 da YKL-40/CHI3L1 humana (NP_001267.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36222
Peso Proteico	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo