

Anticorpo Policlonado De Coelho Ykt6 Para Wb E Elisa - 015498

Número do item: CM0020506



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a YKT6 humana, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigar o tráfego de vesículas mediado por SNARE e a organização do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YKT6 Rabbit pAb
Observações/Alias	YKT6
Espécie	Humana
GeneID	10652
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-198 da YKT6 humana (NP_006546.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15498
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Saco de gelo