


Anticorpo Policlonal De Coelho Yod1 Para Wb E Elisa - Q5Vvq6

Número do item: CM0014227



introdução

pAb de coelho YOD1 validado para aplicações de WB e ELISA, reconhecendo a ubiquitina tioesterase OTU1 YOD1 humana e de camundongo. Envolvido nas vias de ERAD e autofagia. Adequado para pesquisa de IVD. - Q5VVQ6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YOD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55432
GeneID	55432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-348 do YOD1 humano (NP_061036.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5VVQ6
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo