


Anticorpo Policlonal De Coelho Ythdc2 Para Wb, Elisa - Q9H6S0

Número do item: CM0016242



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDC2 humano, validado para WB e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a função da RNA helicase m6A na meiose e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64848
GeneID	64848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1131-1430 do YTHDC2 humano (NP_073739.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6S0
Peso Proteico	160kDa
Envio	Bolsa de gelo