

Yy1 Rabbo Pab Para Wb, Elisa, Chip - P25490

Número do item: CM0018480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho YY1 para WB, ELISA, ChIP. Reage com a proteína YY1 humana, de camundongo e de rato (~45 kDa). Ideal para estudos de regulação da transcrição, remodelação da cromatina e reparo do DNA. - P25490

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YY1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7528
GeneID	7528
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-160 do YY1 humano (NP_003394.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25490
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo