

Zak Rabbit Pab - Zak

Número do item: CM0024915

introdução

O ZAK Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína ZAK humana recombinante. Detecta o ZAK em amostras humanas, de camundongo e de rato via WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, apoiando pesquisas sobre sinalização MAP3K e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZAK Rabbit pAb
Observações/Apelido	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51776
ID do Gene	51776
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 do ZAK humano (NP_598407.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	35kDa/51kDa/91kDa
Envio	Saco com gelo