

Pab De Coelho Anti-Zak - Zak

Número do item: CM0016193

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZAK humano validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Apresenta reação cruzada com ZAK de camundongo e rato. Útil para investigar a função da quinase ZAK em doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-ZAK
Observações/Apelidos	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51776
ID do gene	51776
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-312 da ZAK humana (NP_598407.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
Peso da proteína	35 kDa/51 kDa/91 kDa
Envio	Bolsa de gelo