


Anticorpo Monoclonal De Coelho Zap70 Para Wb, If-P, Elisa - P43403

Número do item: CM0005184



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ZAP70 humano, validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Alvo: tirosina quinase essencial para a sinalização do receptor de células T e imunidade adaptativa. 70 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ZAP70 (mAb)
Observações/Ândice	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	7535
GeneID	7535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-619 do ZAP70 humano (NP_001070.2).
Fonte do Anticorpo	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso Molecular da Proteína	70 kDa
Transporte	Em saco de gelo