


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Zeb1 Para Wb, Elisa - P37275

Número do item: CM0007320



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho contra ZEB1 (P37275) é uma ferramenta de alta qualidade para WB e ELISA, com reatividade em amostras humanas e de rato. Essencial para o estudo da transição epitelial-mesenquimal (EMT), da repressão transcricional e da pesquisa sobre o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra ZEB1
Observações/alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6935
ID do gene	6935
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 800-900 da ZEB1 humana (NP_110378.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	P37275
Peso da proteína	124 kDa
Transporte	Bolsa de gelo