

Zfp64 Rabbit Pab - Q9Npa5,Q9Ntw7

Número do item: CM0014596

introdução

Anticorpo policlonal contra ZFP64 humano (ZNF338) para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da proteína 64 com dedo de zinco em vários tipos de amostras. Produzido em coelho utilizando imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZFP64 Rabbit pAb
Observações/Alíás	ZNF338; ZFP64
Espécie	Humano
ID do gene	55734
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 de ZFP64 humano (NP_060667.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Peso da proteína	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
Envio	Bolsa de gelo