

Anticorpo Policlonal De Coelho Zip8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0K1

Número do item: CM0016653

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZIP8 humano (SLC39A8) para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta o ZIP8 humano e de camundongo, um transportador de cátions metálico essencial para a homeostase de zinco e manganês, imunidade e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZIP8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64116
ID do Gene	64116
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-300 do ZIP8 humano (NP_071437.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9C0K1
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo