

Anticorpo Policlonal De Coelho Znf131 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52739

Número do item: CM0015899

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZNF131 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato e rato. ZNF131 é um repressor transcricional de dedo de zinco envolvido na função e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF131 pAb de Coelho
Observações/Ândice	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7690
GeneID	7690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-240 do ZNF131 humano (NP_003423.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P52739
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo