

Znf148 Rabbit Pab - Q9Uqr1

Número do item: CM0026212

introdução

ZNF148 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína recombinante ZNF148. É adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF148 Rabbit pAb
Observações/Alias	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7707
GeneID	7707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 690-794 do ZNF148 humano (NP_068799.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQR1
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo