

Anticorpo Monoclonal Rabbit Polymab® Contra Znf24 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Número do item: CM0009200



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ZNF24 humano (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. ~42 kDa. Ideal para estudos de fatores de transcrição e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF24 Rabbit PolymAb®
Observações/Алиасы	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7572
ID do gene	7572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-242 do ZNF24 humano (NP_110378.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P17028
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo