

Znf384 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Número do item: CM0023879

introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho ZNF384 grau IVD validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Fator de transcrição localizado no núcleo, 63kDa, UniProt Q8TF68.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF384 Coelho pAb
Observações/Apelido	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	171017
GeneID	171017
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TF68
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de Gelo