

Znf444 Rabbit Pab - Q8N0Y2

Número do item: CM0023988

introdução

O ZNF444 Rabbit pAb deteta ZNF444 (EZF2) em amostras humanas, de ratinho e de rato através de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Um regulador transcricional que se liga ao promotor SCARF1, com um peso molecular observado de 35 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF444 Rabbit pAb
Observações/Alias	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
Espécie	Humano
ID do Gene	55311
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Ratinho, Rato
SWISS	Q8N0Y2
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo