

Znf502 Pab De Coelho - Q8Tbz5

Número do item: CM0014996

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZNF502 para Western blot (WB) e ELISA. ZNF502 é uma proteína de dedo de zinco potencialmente envolvida na regulação transcricional. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF502 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF502
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91392
GeneID	91392
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do ZNF502 humano (NP_149987.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TBZ5
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo