

Znf544 Coelho Pab - Q6Nx49

Número do item: CM0029223

introdução

ZNF544 Coelho pAb para WB e ELISA, detecta ZNF544 humano e de camundongo. Este anticorpo policlonal de 82 kDa tem como alvo a região N-terminal, sendo adequado para pesquisas de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF544 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ZNF544
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27300
GeneID	27300
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6NX49
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo