

Znf701 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nv72

Número do item: CM0019138

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF701 para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta ZNF701 humano, uma proteína de dedos de zinco envolvida na regulação da transcrição. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF701 pAb de coelho
Observações/Designação alternativa	ZNF701
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55762
GeneID	55762
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do ZNF701 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9NV72
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo