


Pab De Coelho Zo-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Número do item: CM0016711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZO-1 (TJP1) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de junções apertadas e barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ZO-1
Observações/Alias	ZO-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7082
GeneID	7082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-273 da TJP1 humana (NP_003248.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07157
Peso Proteico	195kDa
Transporte	Saco de gelo