

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zpr1 Para Wb E Elisa - 075312

Número do item: CM0014849

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZPR1 validado para WB e ELISA. Detecta ZPR1 humano, uma proteína com dedos de zinco envolvida na progressão do ciclo celular e na localização de SMN1. Ideal para pesquisas em neurociência e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZPR1 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	GKAF; ZNF259; ZPR1
Espécie	Humano
ID do gene	8882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-459 de ZPR1 humano (NP_003895.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O75312
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo