

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zscan4 Para Wb E Elisa - Q8Nam6

Número do item: CM0018391

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ZSCAN4 humano (ZNF494), produzido contra proteína recombinante (aa 1-227). Adequado para Western blot e ELISA, ideal para estudos de pluripotência de células-tronco e dinâmica dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ZSCAN4
Observações/Alias	ZNF494; ZSCAN4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	201516
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 de ZSCAN4 humano (NP_689890.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q8NAM6
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo