

Zscan4C Rabbit Pab - 245109

Número do item: CM0014281

introdução

ZSCAN4C Rabbit pAb é um anticorpo policlonal que visa o ZSCAN4 de camundongo, com reatividade em camundongos. Ideal para WB e ELISA, detectando uma banda de 57kDa. Uma ferramenta chave para pesquisa em biologia de células-tronco e desenvolvimento, apoiando estudos sobre pluripotência e embriogênese inicial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZSCAN4C Rabbit pAb
Observações/Apelido	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	201516
ID do Gene (Camundongo)	245109
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-506 do ZSCAN4 de camundongo (NP_001013787.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo